

2026年1月

お客様各位

株式会社村田製作所
医療・ヘルスケア機器統括部

ムラタ CPAP MX の添付文書の改訂（第5版）に関するお知らせ

拝啓 平素はムラタ CPAP MX につきましてひとかたならぬご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このたびムラタ CPAP MX の添付文書を下記の通り改訂いたしました。改訂版の電子化された添付文書は、これまでと同様に梱包箱及び取扱説明書末尾に示している GS1 コードを専用アプリケーション（添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」）で読み取ることにより閲覧いただけます。
引き続き倍旧のご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

JIS T 0601-1-2:2023 に対応したため記載整備を行いました。変更点は表 1 のとおりです。

表 1. 添付文書の変更点

	変更前（旧版）	変更後（改訂版）
版	2025年1月（第4版）	2025年11月（第5版）
【使用上の注意】 <重要な基本的注意>	(3) 携帯電話端末等（スマートフォン、タブレット等を含む。）を 30cm 未満の距離に近づけた場合、電波干渉を受け不具合が発生する可能性があるため、動作状況を注意深く確認すること。また、使用患者に対しては日常の観察を指導すること。[本製品は <u>JIS T 0601-1-2:2018</u> への適合を確認している。]	(3) 携帯電話端末等（スマートフォン、タブレット等を含む。）を 30cm 未満の距離に近づけた場合、電波干渉を受け不具合が発生する可能性があるため、動作状況を注意深く確認すること。また、使用患者に対しては日常の観察を指導すること。[本製品は <u>JIS T 0601-1-2:2023</u> への適合を確認している。]

以上